

<b>MEK-3DL</b>
血液学质控品

**LOW 低值**  
**2mL ASSAY SHEET**  
**2mL分析单**

<b>LOT No</b> 批号	B22YL
<b>EXP.DATE</b> 有效期	5-Feb-23
<b>OPEN VIAL STABILITY</b> 开瓶稳定期	14DAYS

参数	区间	MEK-5103	MEK-5108	MEK-6108	MEK-5108	MEK-6108	MEK-6318	MEK-8118
		-5105 -5204 -5207	-5108 -5208		+QA -510V -5216	+QA-610V		
		分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 <sup>3</sup> /μL	±0.6	.....	.....	.....	.....	.....	.....
红细胞RBC	10 <sup>6</sup> /μL	±0.15	.....	.....	.....	.....	.....	.....
血红蛋白HGB	g/dL	±0.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
血细胞压积HCT	%	±2.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
平均红细胞体积MCV	fL	±9.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
血小板PLT	10 <sup>3</sup> /μL	±30	.....	.....	.....	.....	.....	.....
平均血小板体积MPV	fL	±3.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
单核细胞百分比MO%	%	±5.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
粒细胞百分比GR%	%	±10.0	.....	.....	.....	.....	.....	.....
淋巴细胞LY	10 <sup>3</sup> /μL	±0.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....
单核细胞MO	10 <sup>3</sup> /μL	±0.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
粒细胞GR	10 <sup>3</sup> /μL	±0.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....
稀释液		<b>ISOTONAC</b>	ISOTONAC	ISOTONAC-3	<b>ISOTONAC-3</b>			
溶血素		<b>HEMOLYNAC-2</b>	HEMOLYNAC-3	HEMOLYNAC-2	<b>HEMOLYNAC-3</b>			

参数	区间	MEK-6318	MEK-6400
			-6410 -6420 -6450
		分析值	分析值
白细胞WBC	10 <sup>3</sup> /μL	±0.6	2.2
红细胞RBC	10 <sup>6</sup> /μL	±0.15	2.37
血红蛋白HGB	g/dL	±0.4	5.7
血细胞压积HCT	%	±2.0	17.8
平均红细胞体积MCV	fL	±9.0	75.1
平均红细胞血红蛋白含量	pg	±2.4	24.1
平均红细胞血红蛋白浓度	g/dL	±3.0	32.0
血小板PLT	10 <sup>3</sup> /μL	±30	75
平均血小板体积MPV	fL	±3.0	6.6
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0	17.5
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0	61.6
单核细胞百分比MO%	%	±5.0	9.3
粒细胞百分比GR%	%	±10.0	29.1
淋巴细胞LY	10 <sup>3</sup> /μL	±0.5	1.4
单核细胞MO	10 <sup>3</sup> /μL	±0.2	0.2
粒细胞GR	10 <sup>3</sup> /μL	±0.5	0.6
稀释液		<b>ISOTONAC-3</b>	
溶血素		<b>HEMOLYNAC-3N</b>	

\*红细胞数是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

**NIHON KOHDEN CORPORATION** 日本光电工业株式会社  
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU TOKYO 161-8560 JAPAN  
日本国东京都新宿区西落合1-31-4, 邮编: 161-8560

0694-901637Q