

## Recycling Passport リサイクル情報書

### Recycling/Material Table リサイクル物質一覧

Product Name 製品名	CLINICAL CHEMISTRY ANALYZER 臨床化学分析装置		Serial No 製造番号	00001 -
Model 形式	CHM-4100			
Total Weight(Kg) 総重量	13.7 kg			
Dimensions(mm) 寸法	400mm x 198mm x 428mm			
Producer/ Manufacturer	Name company 会社名	NIHON KOHDEN CORPORATION 日本光電工業株式会社		
	Address 住所	1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 東京都新宿区西落合1-31-4		
	Zip code 郵便番号	161-8560 161-8560		
	Country 国	Japan 日本		
	Telephone No. 電話番号	+81(3)5996-8036 03(5996)8000		
	FAX No. FAX番号	+81(3)5996-8100 03(5996)8091		
	URL	<a href="http://www.nihonkohden.com">www.nihonkohden.com</a>		
Recycling/Material code リサイクル物質	Weight(kg) 重量	Percentage(%) 割合	Important information 重要事項	
(1) Material/components which must be removed and treated separately 別々に取り外し、処理する必要のある材料・部品				
Print circuit boards プリント基板	0.6	4.4	A	
LCD 液晶ディスプレイ	0.3	2.2	B	
Electrolyte capacitors(height > 25 mm) 電界コンデンサ(高さ > 25 mm)	-	-	C (Include in PCB)	
Battery 電池	-	-	D (Include in PCB)	
Power cord 電源コード	-	-	E (Not included in the total weight)	
Subtotal 小計	0.9	6.6		
(2) Material/components through which benefits can be normally be achieved 通常、利益が得られる材料・部品				
Chassis and other metal parts ; 筐体、金具	9.6	70.1		
Prastic parts ; 樹脂部品	0.8	5.8		
Stepping moters ; ステッピングモータ	2.4	17.5		
Subtotal 小計	12.8	93.4		
<b>TOTAL WEIGHT 総重量</b>	13.7	100.0		
Special Notes 特記事項				

Check sheet チェックシート

	Dangerous substance or preparation		Present		Position shown in illustration
	廃電気・電子機器に含まれる危険物質または調剤		Yes/有	No/無	有の場合の分解図に示す位置
1	Polychlorinated biphenyls (PCB) containing capacitors in accordance with Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT). PCBs およびPCTs の廃棄に関する1996年9月16日付理事会指令96/59/ECに従うPCBを含有するコンデンサー			✓	
2	Mercury containing components, such as switches or backlighting lamps. 水銀を含有するコンポーネント (例: スイッチ, バックライトランプ)			✓	
3	Batteries 電池		✓		D
4	Printed circuit boards of mobile phones generally, and of other devices if the surface of the printed circuit board is greater than 10 cm <sup>2</sup> . 携帯電話等のプリント基板および10cm <sup>2</sup> を超える面積のプリント基板		✓		A
5	Toner cartridges, liquid and pasty, as well as color toner. トナーカートリッジ, 液状・糊状, カラートナー			✓	
6	Plastic containing brominated flame retardants. 臭素系難燃剤を含有するプラスチック			✓	
7	Asbestos waste and components which contain asbestos 廃アスベストおよびアスベストを含有する構成部品			✓	
8	Cathode ray tubes ブラウン管			✓	
9	Chlorofluorocarbons (CFC), hydrochlorofluorocarbons (HCFC) or hydrofluorocarbons (HFC), hydrocarbons (HC). CFC, HCFC, HFC, HC			✓	
10	Gas discharge lamps ガス放電ランプ			✓	
11	Liquid crystal displays (together with their casing where appropriate) of a surface greater than 100 cm <sup>2</sup> and all those back-lighted with gas discharge lamps. 100cm <sup>2</sup> を超える面積の液晶ディスプレイ (適切な場合はケーシング共) およびガス放電ランプによりバックライトされるすべての液晶ディスプレイ		✓		B
12	External electric cables. 外部の電気ケーブル		✓		E
13	Components containing refractory ceramic fibres as described in Commission Directive 97/69/EC of 5 December 1997 adapting to technical progress Council Directive 67/548/EEC relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. 危険物質の分類, 包装および表示に関する理事会指令67/548/EECの技術的進歩への適応に関する1997年12月5日付委員会指令97/69/ECで述べる, 耐火性セラミック繊維を含む構成部品			✓	
14	Components containing radioactive substances with the exception of components that are below the exemption thresholds set in Article 3 of and Annex I to Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation. 放射性物質を含む構成部品 (電離放射線から生じる危険に対する労働者および一般人の健康保護に関する基本的な安全基準を規定する1996年5月13日付理事会指令96/29/Euratom第3条および付属書Iに定める除外閾値を下回る構成部品を除く)			✓	
15	Electrolyte capacitors containing substances of concern (height > 25 mm, diameter > 25 mm or proportionately similar volume).	Power Supply 電源	✓		C
	関連する物質を含有する電解コンデンサー (高さ25mm超, 直径25mm超または同等の容積)	Recorder レコーダ			

